

ATP+AMDふき取り検査

# ルミテスター PD-20

キャンペーン

期間限定

2012年10月31日まで

期間限定  
特典

キャンペーン期間内にルミテスターPD-20本体をご購入いただくと1台につき40本のルシパックPenをプレゼント!!

洗浄作業の確認、洗浄方法の検討、従事者の衛生教育等に効果を発揮！  
衛生レベルの向上に最適な自己衛生管理アイテム導入を是非ご検討ください。



kikkoman  
ルミテスター  
PD-20  
標準価格:99,800円

ルミテスターPD-20専用試薬  
ルシパックPen 40本  
ルシパックPen40入 標準価格:12,000円

## 厨房内の清浄度検査に…



食中毒事故の大部分は、洗浄不良による二次汚染が原因です。検査は手洗い後や、調理器具などの洗浄を行います。洗浄不良をその場で判定し、再洗浄で未然に事故を防ぎましょう。

## 環境の清浄度検査に…



交差感染の原因になりやすい高頻度手指接触の表面が、どの程度汚れているか認識し、対策をしましょう。

## 衛生管理サポート

サラヤでは長年培った衛生管理のノウハウをもとに、お客様の自主管理をトータルでサポートし、衛生レベルの向上をお手伝いいたします。地域に密着した食品衛生インストラクター・検査室・お客様情報センターがお客様と連携をして衛生管理向上に最適なプランをご用意いたします。



文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課にて作成された「**学校給食調理従事者研修マニュアル**」とは…主として現場で衛生管理を主導する**栄養教諭・学校栄養職員**を対象としたマニュアルであり、関係法令と衛生管理の趣旨・本質を理解し、衛生管理の理論と技術を自分のものとして調理員を含めた全ての関係者に伝え、**職場全体で共有するための指針を示す**ものです。

衛生管理が単に事故防止の方法や技術ではなく、「なぜそうしなければならないか」の根拠を追求し、詳述されています。



## 手洗いの重要性 (学校給食調理従事者研修マニュアルP45参照)

学校給食調理従事者研修マニュアルでは正しい手洗いを習慣化させるとともに、**手洗いの効果を定期的に検証する**との記載があり、正しい手洗いができているかどうか検証するために、**ATP検査が用いられています**。



手指のATP検査

ATP検査結果	手洗い前	手洗い後
	3,631	250

ふきとり方法：手のひら全体を縦横5～10往復、指先をふき取る。

正しい手洗いにより汚れが取り除かれたことがわかります。



ATP8502

ATP検査の結果でわかるように、腕も汚れています。調理作業では、肘近くまでシンクに浸けたり、腕が食品に触れたりする場合もあるので、肘まで洗う必要があります。

手洗いシンクが小さかったり、浅かったりすると、肘まで十分な手洗いができません。また、洗浄水を周囲に飛散させる恐れがあります。



## 正しい手洗いの習慣化に…

### kikkoman<sup>®</sup> ルミテスターPD-20

洗浄作業の確認、洗浄方法の検討、従事者の衛生教育等に効果を発揮！衛生レベルの向上に最適な自己衛生管理アイテム導入を是非ご検討ください。



ルミテスターPD-20専用試薬  
ルシバックPen



自動手指洗浄消毒器

### WS-1002BG



センサー 壁付型 石けん 液状 水 消毒 噴射 グリーン購入法適合商品  
100V 液状 (社)日本水道協会認証登録品

センサー感知で石けん液・給水・消毒液を自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能、肘まで洗える手洗い器。



肘まで洗えます。



液状の石けんが吐出します。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2012年5月現在のものです。

東京サラヤ株式会社

サニテーション事業本部 公衆衛生部 荒川宛

本社：〒140-0002 東京都品川区東品川1-25-8

TEL .06-7656-6161 <http://www.saraya.com/>

取扱店